

Modalità di applicazione del MEWS

Il personale infermieristico addetto all'assistenza dei pazienti COVID-19:

- applica il MEWS almeno una volta per turno
- misura i parametri vitali e lo stato di coscienza
- annota il valore del punteggio associato alla misurazione di ciascun parametro
- somma i punteggi ed annotare il totale
- se il punteggio totale è superiore a 3 avvisare il medico di famiglia ed incrementare la frequenza delle osservazioni infermieristiche
- se la situazione precepita chiamare il 118

Modified Early Warning Score

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Età

	3	2	1	0	1	2	3	Valore
Frequenza Respiratoria		< 9		9 - 14	15 - 20	21 - 29	> 30
Frequenza Cardiaca		< 40	41 - 50	51 - 100	101 - 110	111 - 129	> 130
Pressione Arteriosa Sistolica	< 70	71 - 80	81 - 100	101 - 199		> 200	
Livello di Coscienza				Vigile	Risponde alla voce	Risponde al dolore	Non risponde
Temperatura corporea (°C)		< 35		35 - 38,4		> 38,5	
Comorbidità								Totale

Modified early warning score predicts the need for hospital admission and in-hospital mortality
V. C. Burch, G. Tarr, C. Morroni. Emerg. Med. J. 2008;25:674-678
Impaginazione a cura del Centro GRC - Regione Toscana